



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CH002825

CLASSIC PUMPÁS MELLSZÍVÓ 0m+ Well-Being szélesnyakú cumisüveggel és szilikon etetőcumival

A Chicco pumpás mellszívó maximális biztonságot nyújt a szoptatás gyengéd időszakában. A mellszívó nagyon egyszerűen használható, gyorsan és hatékonyan lefejehető vele a tej.

A szívás intenzitása szabályozható: ha a pumpa melletti gombot lenyomja minden pumpálásnál, levegő kerül a rendszerbe és a vákuum gyengül. Ez a folyó tej fázisban lehet hasznos, amikor épp folyik a tej és elég közben gyengédebben pumpálni. A fejés kezdetén vagy ha nagyon lassan indul meg a tej, akkor használjuk a mellszívót a normál erősebb pumpáló üzemben, ekkor erősebb a vákuumhatás. A vákuumhatás erősségét tehát változtathatjuk.

A mellszívó műanyag tejjyűtő üvegére egyszerűen rátehető az etetőcumi (a csomag része), így közvetlenül megetethető a gyermek.

TUDNIVALÓK

- A mellszívót gyermekektől távol tartsa!
- Miután kicsomagolta a mellszívót, győződjön meg róla, hogy a készülék ép és nem sérült meg szállítás közben! Bármilyen hiba esetén forduljon a forgalmazóhoz még a készülék kipróbálása előtt!
- Tartsa a csomagolás minden részét gyermekektől távol, mert veszélyt okozhatnak!
- A termék csak eredeti céljának megfelelően használható, tehát csak mellszívóként!

Alkatrészlista:

1. gumipumpa
2. levegő beeresztő szelep (szívás-csökkentő gomb)
3. cső
4. műanyag harang
5. rácsavarós cumigyűrű
6. szilikongyűrű tömítés
7. Well-Being fiziológias szilikon etetőcumi
8. Well-Being cumisüveg polipropilén, 150 ml
9. tartótálcát (a mellszívó beállításához szoptatás közben)
10. hermetikus zárókapok (tejtároláshoz)

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÁST ÉS ÓRIZZE MEG!

A GYERMEK BIZTONSÁGA ÉS EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN FIGYELMEZTETÉS!

- A terméket kizárólag felnőtt felügyelete mellett használja.
- Az etetőcumit soha ne használja nyugtatócumiként altatáshoz, síráskor, és játéskor sem.
- A folyadékok állandó és hosszantartó szopása fogszuvasodást okozhat.
- A baba foga könnyen kárt szenved, ha a cumisüveg szopókája állandóan a szájában tartja, ha cumiként használja, illetve ha cukortartalmú ételbe vagy gyógyszerbe mártják.
- A használaton kívüli tartozékok a gyermekektől távol tartandók.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a cuclit, húzza kifelé a csúcsát minden irányba. Ha kopást, szakadást, illetve az állag, a méret vagy a szín változásait észleli, azonnal cserélje ki. Minden esetben tanácsos a cuclit egy vagy két havi használat után újra cserélni.
- Kizárólag eredeti Chicco tartozékokkal cserélje ki a termék egyes részeit; más márkájú vagy típusú tartozék alkalmazása a termék biztonságos használatát veszélyeztetheti.
- A csomagolásban talált kiegészítőket / tartozékokat kizárólag a Chicco Well-Being termékcsalád üvegeivel lehet használni.
- A cuclit és a többi tartozékot ne hagyja közvetlen napsugárban vagy hőforrás közelében, illetve a fertőtlenítő folyadékokban több ideig, mint ahogy az a kezelési tájékoztatóban ajánlott; a cuclit és a tartozékok állaga módosulhat.
- A cuclit ne használja cumiként.
- Ne engedje, hogy a gyermek a cumisüveggel a szájában totyogjon vagy szaladjon.
- Az etetés végeztével a cumisüveget tartsa távol a gyermektől, mert veszélyes lehet.
- Az etetés előtt mindig ellenőrizze a folyadék hőmérsékletét.
- Üveg alapanyagú cumisüveg: az üveg törékeny

ÜVEG CUMISÜVEG

Az üveg anyagból készült cumisüveg eltörhet. Körültekintően bánjon vele.

MŰANYAG CUMISÜVEG

Törésszerű műanyag, normál használat esetén és nem extrém körülményeknek kitéve (túlzott forróság vagy fagy), mely a műanyag ellenálló képességét gyengíti.

LATEX ETETŐCUMI

Barna kaucsuk gumi, természetes kaucsukból készül. A latex anyag allergiát válthat ki latex-érzékenység esetén. A latex cumi első használatokor előfordulhat, hogy enyhe gumiszagot érzünk, de ez a szag első mosáskor eltűnik.

SZILIKON ETETŐCUMI Szintelen, átlátszó, szintetikus anyag, mely könnyebben szakad és lyukad, mint a latex. Ezért fogzási időszakban különösen ügyelni kell rá, hogy a gyermek ne rághassa, illetve váltsunk át latex cumira. A latex cumi sem rágóka, mindig járjon el körültekintően.

TISZÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

- **Fertőtleníteni azon részeket kell** elsősorban, melyeken a tej áthalad. Magát a pumpát a csővel nem szükséges fertőtleníteni, mert azon nem halad át a tej. A pumpa élettartamát rövidítheti a forró víz és gőz, pláne, ha utána hidegvízben hűtjük. Ha a pumpát fertőtleníteni akarjuk, akkor használjuk a hideg Chicco fertőtlenítő oldatot.
- A vékony szilikongyűrűt hideg fertőtlenítő oldatban javasoljuk fertőtleníteni. Ha forrón sterilizálja, a vékony gumi elnyúlhat, deformálódhat és funkcióját veszítheti.
- A cumisüveg legelső használata előtt alaposan mossa el a tartozékokat és legalább 5 percig forralja, mert csak így biztosíthatja a megfelelő higiéniát. Használat előtt hagyja kihűlni.
- A cumisüveg és mellszívó tartozékait mosogatás és fertőtlenítés előtt le és szét kell szerelni.
- A cumisüveget, cumit, csövet, szilikongyűrűt minden használat előtt mossa el és fertőtlenítsen.
- A fertőtlenítést hidegen, sterilizáló folyadékokkal, illetve melegben, (gőzben) megfelelő eszközökkel, illetve forrással lehet végezni.
- UV sterilizálót ne használjon.
- Minden használat után a cumisüveget és a tartozékokat öblítse el meleg vízzel és egy kefe segítségével távolítsa el az esetleges tejmaradékokat.
- A cuclit és a tartozékokat kézzel mossa el. Ne tegye mosogatógépbbe a cumisüveget, mert a mintázat a cumisüvegen sérülhet, megfakulhat.
- A terméket tiszta, száraz helyen tárolja.

ÖSSZESZERELÉS

- A vékony szilikon gyűrűt (6) tegye bele a mellszívó harang rácsavarthatós aljába (4), majd csavarja rá a cumisüveget (8). A szilikon gyűrű megakadályozza a levegő bejutását, ami a vákuumhatás miatt fontos.
- A harang (4) kivezető szelepeire tegye rá a csövet (3), a cső másik végén legyen a gumipumpa a levegő beeresztő gombbal (1).
- A lefejt tejet eléréséhez vegye le a harangot és a pumpát egy egyéb részeket, csavarja rá a cumisüvegre az etetőcumit (7) a rácsavarós cumi-gyűrűvel (5) és máris használhatja.

A mellszívó használata szoptatás közben

Mossa meg alaposan a kezét, tisztítsa meg a mellét vízzel vagy Chicco mellőtöröl kendővel. Üljön le kényelmes testhelyzetben! Tegye a mellét a mellszívó harangjába, győződjön meg róla, hogy résmentesen illeszkedik. A mellszívót ne mozgassa fejés közben, mert ha levegő kerül a harangba, a vákuum és a szívóhatás megszűnik. Hajoljon kicsit előre, hogy könnyebben folyjon a tej. A pumpát egyenletes ritmusban, vagy gyorsabban-lassabban nyomogassa, ahogyan Önnek megfelelő. Használat közben majd megtapasztalja, Önnek hogy a legjobb. Ha a szívóhatás túl intenzív, túl erős, vagy amikor folyik a tej és átmenetileg nem érzi szükségét az erős szívóhatásnak, vagy netán fájdalmat okoz az erős szívás, használja a levegő beeresztésére szolgáló szívás-csökkentő gombot, melyet hüvelykujjával elér a pumpa nyomogatása közben. Minden egyes újabb pumpálásakor nyomja meg a gombot a hüvelykujjával, ha nem tudja folyamatosan lenyomva tartani.

Külön fejeje le a tejet a két melléből, amíg azok ki nem ürülnek! Majd tegye az etetőcumit az üvegre, s úgy etesse meg a gyereket, így a tárolóüveg cumisüveggé alakul. A cumisüveget használhatja a tej tárolására is. A tej tárolásához ne használja a cumit, hanem a hermetikus zárókapot tegye az üvegre. Mélyhűtőben max. 3 hónapig, hűtőszekrényben max. 72 óráig tárolja a tejet felbontás nélkül!

TEJ FELMELEGÍTÉSE CUMISÜVEGBEN

- A tej melegítése előtt távolítsa el a cseppfelfogó poharat, a gyűrűt és a cuclit.
- A cumisüveget tilos közvetlenül nyílt lángon, melegítőlápon, elektromos főzőlapon, stb. felmelegíteni.
- Ha a cumisüveget gőzben vagy Chicco cumisüveg melegítő készülékben melegítette fel, akkor használat előtt gondosan szárítsa meg az alját.
- A melegítést nem tanácsos mikrosütőben végezni, mert ott a tej nem melegszik fel együttesen.
- Etetés előtt mindig ellenőrizze az ital hőmérsékletét úgy, hogy pár cseppet a csuklójára ejt.
- Tanácsos etetés előtt összeérzni az üveg tartalmát, hogy a folyadék hőmérséklete egységes legyen
- Maximális javasolt ételhőmérséklet: 37 °C

Gyártó: Artsana SpA Olaszország, Gyártás helye: Olaszország-EU. Importálja és Forgalmazza: Babycare Int. Kft 1113 Budapest, Badacsonyi utca 24.. Tel: 1/209-2632 babycare@babycare.hu www.chicco.hu, www.babycare.hu