

## **Sebtapasz**

Besorolás típusa: gyógyászati segédeszköz

Használati utasítás:

1. Mindig mosson kezet sebkezelés előtt és után.
2. Óvatosan tisztítsa meg és szárítsa meg a sebet és környékét.
3. Helyezze a sebtapaszt a sebre, simítsa le az éleket, anélkül, hogy megnyújtaná.
4. Szükség esetén, de legalább naponta egyszer cserélje tisztára.

Ha a seb továbbra is vérzik vagy dagad, piros vagy fájdalmas, forduljon orvoshoz.

Egyéb információ:

A termék nem megfelelő a már gyulladt sebekre.

Lejárat után ne használja.

Csak egyszeri használatra.

Napfénytől és nedvességtől védett helyen tárolandó.